




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hirschmann® Dispenser 2 bis 10 ml

**362,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochpräziser, variabel einstellbarer Flaschendosierer zum reproduzierbaren Dosieren von Flüssigkeiten. Sehr einfache und sichere Volumeneinstellung durch Drehen des Skalenrings.

Dampfsterilisierbar bis 121°C, auch komplett montiert. Mit hochreinem Keramikkolben Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Der Keramikkolben garantiert: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme. Ansaug- und Ausstoßschläuche aus PTFE.

Mit Qualitätszertifikat, konformitätsbescheinigt.

### **Lieferumfang**

Komplett mit Schraubgewinde A 32 und Adaptern für A 28, 45 und S 40.

### **Best.-Nr. 3-0934**

**Variable** Volumeneinstellung

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)

Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

## Zusätzliche Informationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr.                           | NH-1314   |
| Hersteller (Marke)                 | Hirschmann  |
| alte neoLab ArtikelNr.             | 3-0934  |
| EAN                                | 4058072336554   |
| Transporttemperatur                | Raumtemperatur  |
| autoklavierbar bei 121°C           | Ja  |
| Volumen MAX                        | 10 ml   |
| Volumen MIN                        | 2 ml  |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen)      | analog  |
| Dispenser Eigenschaften            | mit Zertifizierung mit Rückdosierventil   |
| Funktionsweise                     | mechanisch  |
| Modell Flaschenaufsatz-Dispenser   | Hirschmann-ceramus classic  |
| Teilung                            | 0.25 ml   |
| Lieferumfang                       | Hirschmann-ceramus® classic Flaschenaufsatzdispenser fix oder variabel, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
| Material Ventillfeder              | Edelstahl   |
| Richtigkeit bei Vol. MAX           | 0.006   |
| Typ Flaschenaufsatz-Dosierer       | Dispenser (analog)  |
| Typ Zertifikat                     | Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller   |
| Variationskoeffizient bei Vol. MAX | 0.002   |
| für Gewinde/DM                     | GL 32 GL 45 S 40  |
| justiert auf                       | "ex"  |

