



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Dispenser Fixvolumen 10 ml

347,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochpräziser, variabel einstellbarer Flaschendosierer zum reproduzierbaren Dosieren von Flüssigkeiten. Sehr einfache und sichere Volumeneinstellung durch Drehen des Skalenrings.

Dampfsterilisierbar bis 121°C, auch komplett montiert. Mit hochreinem Keramikkolben Al₂O₃. Der Keramikkolben garantiert: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme. Ansaug- und Ausstoßschläuche aus PTFE.

Mit Qualitätszertifikat, konformitätsbescheinigt.

Lieferumfang

Komplett mit Schraubgewinde A 32 und Adaptern für A 28, 45 und S 40.

Best.-Nr. 3-1503

Feste Volumeneinstellung

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)

Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1316
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1503
EAN	4058072336578
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	10 ml
Volumen MIN	10 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit fixem Volumen mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Hirschmann-ceramus classic
Teilung	0.25 ml
Lieferumfang	Hirschmann-ceramus® classic Flaschenaufsatzdispenser fix oder variabel, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventildfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

