



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hirschmann® Dispenser Fixvolumen 50 ml

**495,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochpräziser, variabel einstellbarer Flaschendosierer zum reproduzierbaren Dosieren von Flüssigkeiten. Sehr einfache und sichere Volumeneinstellung durch Drehen des Skalenrings.

Dampfsterilisierbar bis 121°C, auch komplett montiert. Mit hochreinem Keramikkolben Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Der Keramikkolben garantiert: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme. Ansaug- und Ausstoßschläuche aus PTFE.

Mit Qualitätszertifikat, konformitätsbescheinigt.

### **Lieferumfang**

Komplett mit Schraubgewinde A 32 und Adaptern für A 28, 45 und S 40.

### **Best.-Nr. 3-1505**

**Feste** Volumeneinstellung

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)

Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1327
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1505
EAN	4058072336653
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	50 ml
Volumen MIN	50 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit fixem Volumen mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Hirschmann-ceramus classic
Teilung	1 ml
Lieferumfang	Hirschmann-ceramus® classic Flaschenaufsatzdispenser fix oder variabel, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventillfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

