



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Calibrex™ universal 520 einstellbar Flaschenaufsatzdispenser 0.25-2 ml

373,36 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520

Der einfache aber raffinierte Aufbau der Flaschendispensers ermöglicht dem Anwender eine komfortable Handhabung. Das Volumen wird durch Drehung eingestellt. Die Dispenser passen auf eine Vielfalt von Reagenzbehältern und Flaschen und garantieren somit ein sicheres Flüssigkeitsdosieren unter modernsten Dosiertechnologien. Die Dispenser bieten eine universelle chemische Kompatibilität.

Drei Modelle, decken Volumenbereiche von 0.25 bis 10 ml ab.

- Chemisch beständige Materialien
- Langzeitstabilität der Leistungen
- Optimaler Anwenderkomfort
- Robuste einfache Konstruktion
- Schnelle Volumeneinstellung
- Einfache Nachkalibrierung
- Rotation um 360° möglich
- Voll montiert bei 121°C autoklavierbar
- QR-Code zur chemischen Resistenztafel
- Zwei Jahre Garantie.

Optional (Art.-Nr. 7-7453 bis 7-7455)

Es sind auch Fixmodelle mit einem vom Benutzer definierten Volumen verfügbar. Das gewählte Volumen richtet sich nach den jeweiligen Volumenbereichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0178
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7450
EAN	4058072366964
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	2 ml
Volumen MIN	0.25 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit fixem Volumen
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Socorex-Calibrex universal TM 520
Lieferumfang	Dispenser mit 32 mm Standardgewinde, 3 Adapter (PP) : 28, 40, 45 mm, Verlängerungsschlauch (300 mm)
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 25 GL 28 GL 32

