



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Acurex™ compact 501, Kompakt Dispenser 0.2-2 ml/Reservoir 2000 ml

**366,08 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Acurex™ compact Kompakt-Dispenser** für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien.

Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.

Volumenbereich von 0.2 bis 30 ml.

- Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
- Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
- Braunglas für optimalen Lichtschutz
- Beste chemische Beständigkeit aller mit Flüssigkeit in Verbindung kommenden Teile, metallfrei
- Auswahl an vier Reservoirgrößen
- Voll montiert autoklavierbar bei 121° C

Zwei Jahre Garantie.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0171
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7442
EAN	4058072366896
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	2 ml
Volumen MIN	0.2 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Vorratsgefäß
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Socorex-Acurex™501
Teilung	0.1 ml
Volumen Vorratsgefäß	2000.000000 ml
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001

