



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Acurex™ compact 501, Kompakt Dispenser 0.4-5 ml/Reservoir 500 ml

329,68 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Acurex™ compact Kompakt-Dispenser für sicheres präzises Dosieren von Reagenzien.

Dank seines geringen Raumbedarfs ist der Acurex™ 501 speziell für ein Einstellen in Kühlgeräten geeignet. Ebenfalls im Wasserbad verwendbar.

Volumenbereich von 0.2 bis 30 ml.

- Gänzlich geschützter Dosiermechanismus
- Einschiebbare graduierte Führungsstange für verringerten Platzbedarf
- Braunglas für optimalen Lichtschutz
- Beste chemische Beständigkeit aller mit Flüssigkeit in Verbindung kommenden Teile, metallfrei
- Auswahl an vier Reservoirgrößen
- Voll montiert autoklavierbar bei 121° C

Zwei Jahre Garantie.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0172
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7443
EAN	4058072366902
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0.4 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Vorratsgefäß
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Socorex-Acurex™501
Teilung	0.2 ml
Volumen Vorratsgefäß	500.000000 ml
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001

