



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Vitlab neoSpenser, 0,5 - 2,5 ml, Unterteilung 0,05 ml

Sonderangebot

125,00 €

Normalpreis

205,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

neoSpenser, der preisgünstige Flaschenaufsatz-Dispenser.

- einfache und präzise Volumeneinstellung
- beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- direktverdrängender Kolben mit PFA-Dichtung vermindert das Auskristallisieren von Flüssigkeiten
- ohne Werkzeug zerlegbar
- hochwertige Materialien: PTFE, Platin-Iridium, Borosilikatglas
- vollständig autoklavierbar bei 121°C, 2 bar, max. 20 Min.
- konformitätsbescheinigt nach DIN12600
- individuelles Qualitätszertifikat

Systematische Messabweichung R %:

$\leq + 0,6$ bzw. $0,5$

Zufällige Messabweichung V %: $\leq 0,1$

Lieferumfang

Adapter für GL 28, 45 und S 40 bei Nennvolumen 2,5/5/10 ml

Adapter für GL 32, 38 und S 40 bei Nennvolumen 25 ml

Komplett mit Ausstoßkanüle, Ansaugrohr, 3 Adaptern und Werkzeug.

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)

Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-1820
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	7-0086
EAN	4066292052963
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	2.5 mL
Volumen MIN	0.5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung
Funktionsweise	mechanisch
Lieferumfang	Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Bedienungsanleitung
Material Ventildfeder	Platin/Iridium
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	neoSpenser
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Teilung	0.05 ml
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

