

Brand HandyStep® S, inkl. Regalhalter PDF



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand HandyStep® S, inkl. Regalhalter

250,35 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der manuelle Mehrfachdispenser HandyStep[®] S macht das Serienpipettieren noch einfacher. Mit nur einer Füllung können mit den PD-Tips in bis zu 49 Pipettierschritten Volumina zwischen 2 und 5 ml ohne Nachfüllen dosiert werden.

- Hub-Einstellrad mit 9 Positionen
- 59 verschiedene Teilvolumina mit 10 PD-Tip Größen (inkl. 1 und 10 ml Spitzen) einstellbar
- 2-seitige Volumentabelle auf Geräterückseite zur schnellen Volumenermittlung
- leichte Spitzenankopplung – PD-Tips werden gerade von unten eingesetzt
- sicherer Spitzenabwurf mit nur einer Taste – ohne Berührung der Dispenser Tips
- übersichtliches Display, keine Batterie notwendig
- erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch innovative Kunststoffe
- wartungsfrei, werksjustiert
- bestmögliche Ergebnisse werden mit PD-Tips von BRAND erreicht. Einsetzbar sind auch Combitips[®] plus, Combitips[®], Repet-Tips, EncodeTM-Tips und andere kompatible Spitzen

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik, u.v.m. HandyStep[®] S und PD-Tips arbeiten nach dem Direktverdrängerprinzip. Damit können flüssige Medien mit hoher Viskosität, hoher Dichte oder hohem Dampfdruck mit höchster Präzision dosiert werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1770
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0825
EAN	4058072210328
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	50000 µl
Volumen MIN	0.002 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	HandyStep S
Teilung	2 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Hersteller	Brand
Lieferumfang	HandyStep® S, Regalhalter, 1 x PD-Tip 0,1ml, 1 x PD Tip 1 ml, 1 x PD-Tip 10ml, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Typ Pipette	Mikroliterpipetten

