



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Mehrfachdispenser HandyStep touch S, incl. Universalnetzteil und Halteclip

1.017,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

HandyStep® touch S

Der Mehrfachdispenser von BRAND

Der neue Mehrfachdispenser von BRAND ist die erste Wahl, wenn es um das effiziente Dispensieren langer Serien geht.

HandyStep® touch S mit den Zusatzfunktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

Auf einen Blick

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Als Modell HandyStep® touch oder HandyStep® touch S mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- Induktiv aufladbar

Ausdauernd

Viele Stunden Dauerbetrieb mit nur einer Akkuladung

Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung/Desinfektion durch glatte Oberflächen.

Sicher

Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips II

Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden.

Unkompliziert

Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck vermeidet Kontamination.

Komfortabel

Induktives Aufladen mit dem optionalen Ladeständer

Step-Taste

Ergonomisch angeordnete Step-Taste für müheloses Aufnehmen und Abgeben des Volumens

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2615
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072217464
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Polycarbonat (PC) Polypropylen (PP)
Volumen MAX	50 ml
Volumen MIN	1 µl
steril	Nein
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	grafisches Display
Bedienung über	Touchscreen
Dispenser Eigenschaften	inklusive Batterien/Akku mit Ladestation mit Dispensierfunktion mit Titrierfunktion mit Zertifizierung ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektronisch
Anzahl Teile im Set	5
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Ersatzteil	BN-2617 BN-2620 BN-2619
Hersteller	Brand
Lieferumfang	HandyStep® touch S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Wand-/Regalhalter, Li-Akku, Universalnetzteil und USB-Typ C Kabel. Je ein PD-Tip Größe 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml und 12,5 ml.
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.03
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

