



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Dispenser Multipette M4, , für Combitips advanced

420,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Bei variabler Volumenwahl kann aus bis zu 100 Volumina gewählt werden.

Combitips advanced erlauben dazu je nach Volumen die Abgabe in bis zu 100 Schritten mit nur einer Füllung.

Die Multipette[®] M4 deckt mit 9 Combitips advanced Volumengrößen von 0,1 ml bis 50 ml ab.

Ein Volumenspectrum von 1 µl bis 10 ml.

- vereinfachte Volumeneinstellung durch Volumenwahlrad
- Volumenanzeige mit Combitip-Erkennung über Display
- Direktverdrängungsprinzip
- leichte Combitip-Aufnahme
- ergonomisch geformter Bedien- und Füllhebel
- Bewegungssensor schaltet die Multipette bei Nutzungspausen ab

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1690
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2605
EAN	4058072417796
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Volumen MAX	50000 µl
Volumen MIN	1 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Batterie
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.3 %
Messabweichung systematisch in µl	30 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	30 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Multipette M4
Teilung	1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

