



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Paket HandyStep touch + Ladeständer Universalnetzteil/Universalhalter, weiß

894,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mehrfachdispenser sind die erste Wahl, wenn es um das effiziente Dispensieren langer Serien geht. Für das Pipettieren viskoser Medien sind Direktverdränger-Pipetten oft die richtige Lösung. Der Stepper HandyStep® touch von BRAND vereint beide Eigenschaften und kann sogar noch mehr. Mit dem farbigen Touch-Display wischen Sie komfortabel zwischen den Funktionen hin und her und haben alle wichtigen Informationen zu Ihren Arbeitsschritten immer im Blick. Die Bedienung ist selbst mit Schutzhandschuhen ein Kinderspiel. Apropos einfach:

die Zeiten, in denen der Spitzenwechsel manuell erfolgte, sind vorbei. Beim HandyStep® touch reicht ein leichtes Antippen des Displays und die Spitze wird abgeworfen. Der Mehrfachdispenser HandyStep® touch erkennt das Volumen der originalen BRAND PD-Tips II automatisch. Das spart Zeit und reduziert das Fehlerrisiko. Für größtmögliche Flexibilität steht aber auch der Verwendung von Spitzen vieler anderer Hersteller nichts im Wege. Auch beim Laden ist der HandyStep® touch einfach und effizient:

einmal im Ladeständer positioniert, lädt der Akku des HandyStep® touch induktiv auf. Auf einen Blick - Touchbedienung mit intuitiver Menüführung - Sprachen:

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch - HandyStep® touch mit den Funktionen Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren, HandyStep® touch S zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren - Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips

II - Offen für Spitzen vieler weiterer Hersteller, z.B. Encode™-Tips, Repet-Tips, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® advanced (Wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber) - Automatischer

Spitzenabwurf - Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml - Leicht zu reinigen dank glatter Oberfläche ohne Kanten und Rillen - Induktiv aufladbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2703
Artikel - USP	Einfach: Touch-Bedienung wie beim Smartphone Unkompliziert: automatischer Spitzenabwurf Effizient: offen für Tips anderer Hersteller
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975201
EAN	4058072218072
Bruttogewicht	1.833
HSNummer	84798997
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.30000 kg
Farbe	Weiß
UNNummer	3481
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.17000 m
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.25000 m
Verpackungsvolumen	5100.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Youtube URL	https://youtu.be/lISsSaOoM-c

