



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Stepper™ 411 Repetierpipette, 10–5000 $\mu$ l

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Mit dieser höchst komfortablen **Repetierpipette Stepper™ 411** (Handdispenser) können Sie präzise dosieren und erhalten einwandfreie Resultate. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet den Daumen. Sorgfältig ausgewählte Materialien bieten eine ausserordentliche Schockresistenz. Die kompakte und einfache Form des Gehäuses verringert Korrosionsgefahr und interne Kontaminierung. Es sind bis zu 73 Dosierungen innerhalb einer Auswahl von 53 verschiedenen Voluma möglich.

Volumenbereich von 10 bis 5000 µl.

- Vier-Fingerbetätigung anstelle des Daumens
- Einstellknopf mit deutlicher Anzeige des Volumens und Anzahl gewünschter Dosierungen
- Drei farbkodierte Direktverdrängungs-Spritzen decken den kompletten Volumenbereich
- Sicherheitssperre am Ende des Dosierens

Zwei Jahre Garantie

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0147
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7414
EAN	4066292207950
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Hersteller	Socorex
Lieferumfang	Stepper™ 411, 3 farbkodierte Einstellknöpfe, Adapter, Ecostep™ Spritzen
Typ Zertifikat	Sterilisationszertifikat vom Hersteller

