



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Dispenser, 10 – 5000 µl – Modell SU 1710

195,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für diesen Sunlab Dispenser passen alle gängigen Tips (z.B. von Brand®) mit Volumina von 0,5 bis 50 ml. Optimal für alle hochviskosen Flüssigkeiten und solche mit hohem Dampfdruck. Leicht und ergonomisch für einfaches einhändiges Arbeiten. Bis zu 48 Dispensierschritte sind frei einstellbar. Zur Hilfe dient die Tabelle auf dem Dispenser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8710
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072085902
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	5000 µl
Volumen MIN	10 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Dispenser Eigenschaften	mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Sunlab
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Sunlab Dispenser
Sunlab® Modellnummer	Dispenser SU1710
Teilung	1 ml
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten

