



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Varipette® 4720, 1-Kanal

**562,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Varipette® 4720, 1-Kanal, mit kontinuierlicher Volumenwahl im Bereich von 1 – 10 mL – Mechanische Direktverdrängerpipette, die für präzises Pipettieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck oder mit erhöhter Viskosität geeignet ist – Volumenbereich: 1 mL bis 10 mL – Schnelles Pipettieren und komfortables Arbeiten mit der einzigartigen Einhandbedienung. Flüssigkeit wird automatisch aufgenommen und abgegeben – einfach den Bedienhebel drücken – Vierstellige Volumenanzeige, einstellbar in 10-µL-Inkrementen für genaue Volumeneinstellung – Die Eppendorf Varitips® P ist eine spritzenartige Spitze, die nach dem Direktverdrängerprinzip arbeitet und ein präzises Pipettieren von viskosen Lösungen oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck ermöglicht – Das Eppendorf Varitips S-System besteht aus dem Dosierteil und der Maxitip und ist für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus großen Flaschen oder hohen, schmalen Gefäßen optimiert – Das Ventil für das Varitips S-System sorgt für tropffreies Dosieren von flüchtigen Lösungen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1020
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	146947201
EAN	4058072411558
Bruttogewicht	0.303
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.27300 kg
Volumen MAX	10 ml
Volumen MIN	1 ml
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.27000 m
Verpackungshöhe	0.07000 m
Verpackungstiefe	0.12000 m
Verpackungsvolumen	2000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Anzahl Kanäle	1

