



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Brand Transferpette® S, 100 µl, Fix, F-100, DE-M, CE-IVD**

Sonderangebot

**117,85 €**

Normalpreis

**168,35 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Die **neue BRAND Einkanal Transferpette® S** liegt durch ihre perfekte Ergonomie in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen.

Das optimale Produkt, wenn es um einfaches und effizientes Pipettieren bei anspruchsvollen Anwendungen geht. Dabei decken die Mikroliterpipetten einen breiten Volumenbereich ab.

Durch den Color-Code an den Geräten erkennt man die richtige Transferpette® S immer auf den ersten Blick.

Der neu gestaltete Volumenverstellschutz verhindert das versehentliche Verändern des Volumens und gibt so zusätzliche Sicherheit und erhöht die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.

- Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte
- Universeller Spitzenaufnahmekonus
- Komplett autoklavierbar bei 121 °C
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz
- Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten
- Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik
- Schlankerer Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen
- Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C
- Dampfdruck bis 500 mbar
- Viskosität bis 260 mPa s

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2671
Hersteller (Marke)	Brand
EAN	4058072177362
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß Grau
Volumen MAX	100 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Brand
Lieferumfang	Transferpipette® S Typ Fix, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Beschriftungsfolien und Silikonfett
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Qualitätszertifikat Konformitätserklärung (Normierung)

