



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® BagPipet® einstellbar 0,1 ml, 0,9 ml, 1,0 ml

**182,85 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die ideale Ergänzung zum BagMixer[®] !

BagPipet[®], eine automatische Pipette, einstellbar auf 0,1, 0,9 oder 1,0 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1395
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056476
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	BagPipet
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	neoLab
Typ Pipette	Mikroliterpipetten

