



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Multipette E4

732,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Eppendorf Multipette®E3 kombiniert einfache Handhabung mit einem breiten Funktionsbereich. Die Multipette® E3 ist für alle Standardanwendungen einsetzbar.

Einsetzbar mit dem Combitip advanced®-System.

Elektronisches Dispensieren mit Speicher-Funktion.

Ideal für viskose Lösungen (z.B. Glycerol, Öl) oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck (z.B. Aceton, Äthanol)

Kontaminationsfreies Dispensieren und Pipettieren im Direktverdränger-Modus.

Leicht ablesbares, beleuchtetes Display, alle gewählten Parameter auf einen Blick.

Schnell und ergonomisch mit motorisiertem Kolbenantrieb.

Einknopf-Spitzenabwurf, Funktionswahrad für Dosier-Modus, Automatische Combitip-Erkennung. RFID-Chip; Speichern von bis zu 225 Parametereinstellungen; Volumenbereich 1 µl – 50 ml.

Inklusive Ladekabel und 2 Combitips advanced Sortimentpacks (1 µl – 50 ml)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1744
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-9103
EAN	4058072418182
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	50000 µl
Volumen MIN	1 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit GLP-Funktionen mit Farbcode mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektronisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Multipette E3
Teilung	0.1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Direktverdrängerpipette
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.3 %
Messabweichung systematisch in µl	150 µl
Messabweichung zufällig in %	0.15 %
Messabweichung zufällig in µl	75 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

