



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf Multipette E3 inkl. Ladeständer, mit
Combitips advanced im Sortimentspack, (je ein
Combitip in den Größen 1 μ L – 50 mL)**

**827,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Eppendorf Multipette®E3 kombiniert einfache Handhabung mit einem breiten Funktionsbereich. Die Multipette® E3 ist für alle Standardanwendungen einsetzbar.

Einsetzbar mit dem Combitip advanced®-System.

Elektronisches Dispensieren mit Speicher-Funktion.

Ideal für viskose Lösungen (z.B. Glycerol, Öl) oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck (z.B. Aceton, Äthanol)

Kontaminationsfreies Dispensieren und Pipettieren im Direktverdränger-Modus.

Leicht ablesbares, beleuchtetes Display, alle gewählten Parameter auf einen Blick.

Schnell und ergonomisch mit motorisiertem Kolbenantrieb.

Einknopf-Spitzenabwurf, Funktionswahlrad für Dosier-Modus, Automatische Combitip-Erkennung. RFID-Chip; Speichern von bis zu 225 Parametereinstellungen; Volumenbereich 1 µl – 50 ml.

Bundle: Inklusive Ladeständer, Ladekabel und 2 Combitips advanced Sortimentpacks (1 µl –50 ml)

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art.-Nr. | VB-1748 |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf |
| alte neoLab ArtikelNr. | E-9105 |
| EAN | 4058072169251 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | hellgrau |
| Volumen MAX | 50000 µl |
| Volumen MIN | 1 µl |
| Bedienung über | Drehknöpfe/Tasten |
| Mikroliterpipetten Eigenschaften | mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation mit GLP-Funktionen mit Farbcode mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Energieversorgung | Akku |
| Funktionsweise | elektronisch |
| Modell Mikroliterpipette/ Dispenser | Multipette E3 |
| Teilung | 0.1 µl |
| Typ Mikroliterpipette (Bauweise) | Direktverdrängerpipette |
| Hersteller | Eppendorf |
| Messabweichung systematisch in % | 0.3 % |
| Messabweichung systematisch in µl | 150 µl |
| Messabweichung zufällig in % | 0.15 % |
| Messabweichung zufällig in µl | 75 µl |
| Typ Pipette | Mikroliterpipetten |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG |

