



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 0.1 – 2.5 µL, dunkelgrau

376,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Mikroliterpipette Reference[®] 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

- Einfache und visuelle Volumenjustierung mit Volumenfixierung
- Volumenrange von 0,1 µl bis 10 ml
- Vollständig autoklavierbar
- Einknopfbedienung
- Reproduzierbarer Sitz der Spitze auf dem Pipettenkonus

Jede variable Reference bis 1000 µl enthält eine epT.I.P.S.- Box mit Spitzen der entsprechenden Größe.

Pipetten mit einem größeren Endvolumen (2,5/5,0/10 ml) werden mit einem Probenbeutel epT.I.P.S.[®] geliefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1489
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0430
EAN	4058072416010
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Volumen MAX	2.5 µL
Volumen MIN	0.1 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	dunkelgrau
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	1.4 %
Messabweichung systematisch in µl	0.04 µl
Messabweichung zufällig in %	0.7 %
Messabweichung zufällig in µl	0.018 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 0.1 - 2.5µl
Teilung	0.002 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

