



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 0.5 – 10 µL, mittelgrau

376,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Die Mikroliterpipette Reference[®] 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

- Einfache und visuelle Volumenjustierung mit Volumenfixierung
- Volumenrange von 0,1 µl bis 10 ml
- Vollständig autoklavierbar
- Einknopfbedienung
- Reproduzierbarer Sitz der Spitze auf dem Pipettenkonus

Jede variable Reference bis 1000 µl enthält eine epT.I.P.S.- Box mit Spitzen der entsprechenden Größe.

Pipetten mit einem größeren Endvolumen (2,5/5,0/10 ml) werden mit einem Probenbeutel epT.I.P.S.[®] geliefert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1490
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0431
EAN	4058072172510
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	mittelgrau
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.4 %
Messabweichung zufällig in µl	0.04 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 0.5 - 10µl
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

