



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus, fix, 20 µL, hellgrau

190,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die ultraleichte Eppendorf Research plus ist eine der am häufigsten genutzten Pipetten der Welt. Bei ihrer Entwicklung wurde neben Sicherheit und Robustheit vor allem auf eine ergonomische Bedienung geachtet.

Für fixes Volumen

- **Applikationen**
- Vorwärts Pipettieren
- Revers Pipettieren
- Abnahme von Überständen
- Probenmischen
- Phasenextraktion
- Volumenbestimmung
- Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0952
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0872
EAN	4058072171384
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	hellgrau
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	0.16 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.06 µl
Teilung	0.02 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)

