



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® G P2G Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 0,2-2 µL

293,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Pipetman[®] G Premium-Komfort in der legendären Gilson-Qualität

- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Spitzenabwerfer mit Clip-Mechanismus
- Spitzenabwerfer auch aus Plastik lieferbar

Sämtliche Volumenbereiche verfügbar:

8 PIPETMAN G Modelle decken den Bereich von 0,2 µl bis 10 ml bequem ab.

Zubehör: Karusell-Ständer für 7 Pipetten (Best.-Nr. 7-4307)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0169
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4415
EAN	4058072220426
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	2 µl
Volumen MIN	0.2 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcodierung ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	orange
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman G P2G
Teilung	0.002 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10 DL10 DF10ST DFL10ST
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	1.5 %
Messabweichung systematisch in µl	0.03 µl
Messabweichung zufällig in %	2 %
Messabweichung zufällig in µl	0.04 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

