



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® G P200G Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 20-200 µL

293,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Pipetman[®] G Premium-Komfort in der legendären Gilson-Qualität

- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Spitzenabwerfer mit Clip-Mechanismus
- Spitzenabwerfer auch aus Plastik lieferbar

Sämtliche Volumenbereiche verfügbar:

8 PIPETMAN G Modelle decken den Bereich von 0,2 µl bis 10 ml bequem ab.

Zubehör: Karusell-Ständer für 7 Pipetten (Best.-Nr. 7-4307)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0193
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4419
EAN	4058072220549
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	20 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 D300 DF200ST DF300ST
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	1.6 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.6 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman G P200G
Teilung	0.2 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

