



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® G P10 Mikroliterpipette, Volumen 1-10 mL

293,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Pipetman[®] G Premium-Komfort in der legendären Gilson-Qualität

- geringster Kraftaufwand beim Pipettieren
- Reduktion der Spitzenabwurfkräfte
- Spitzenabwerfer mit Clip-Mechanismus
- Spitzenabwerfer auch aus Plastik lieferbar

Sämtliche Volumenbereiche verfügbar:

8 PIPETMAN G Modelle decken den Bereich von 0,2 µl bis 10 ml bequem ab.

Zubehör: Karusell-Ständer für 7 Pipetten (Best.-Nr. 7-4307)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0208
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4422
EAN	4058072220631
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	10000 µl
Volumen MIN	1000 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	hellblau
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman G P10mlG
Teilung	10 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10ml
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	60 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	30 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

