



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson Pipetman® P100G, 10–100 µl, Plastikabwerfer

222,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Pipetman® G mit Plastikabwerfer Premium-Komfort in der legendären Gilson-Qualität.
Geringster Kraftaufwand beim Pipettieren.
Reduktion der Spitzenabwurfkräfte.
Spitzenabwerfer mit Clip-Mechanismus.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0880
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4513
EAN	4066292499249
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	100 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	rosa
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman P100G mit Kunststoffabwerfer
Teilung	0.1 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 DF200ST
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.3 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

