



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Gilson PIPETMAN® L P20L Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 2-20 µL

**327,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Einkanalpipette, Typ Variabel

Mehr Produktivität mehr Komfort

- ergonomisches Design
- leicht im Gewicht
- mit Metallabwerfer
- 3 Spitzen-Abwerfer-Positionen – ideal für Links- und Rechtshänder

GLP Features

- Volumen Lock/Unlock Mechanismus
- einzigartiger 2D Identifizierungscode
- zurückverfolgbare Seriennummer
- farbcodierte Druckknöpfe

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0616
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-3402
EAN	4058072222888
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	2 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10 DL10 DF10ST DFL10ST
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.2 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.06 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P20L
Teilung	0.02 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

