



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® L P1000L Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 100-1000 µL

327,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Mehr Produktivität mehr Komfort

- ergonomisches Design
- leicht im Gewicht
- mit Metallabwerfer
- 3 Spitzen-Abwerfer-Positionen – ideal für Links- und Rechtshänder

GLP Features

- Volumen Lock/Unlock Mechanismus
- einzigartiger 2D Identifizierungscode
- zurückverfolgbare Seriennummer
- farbcodierte Druckknöpfe

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0634
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-3405
EAN	4058072223069
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	1000 µl
Volumen MIN	100 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	blau
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P1000L
Teilung	1 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10 DL10 DF10ST DFL10ST
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.15 %
Messabweichung zufällig in µl	1.5 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

