



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **Gilson PIPETMAN® L P5000L Mikroliterpipette, Plastik-Abwerfer, Volumen 500-5000 µL**

**327,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Einkanalpipette, Typ Variabel

Mehr Produktivität mehr Komfort

- ergonomisches Design
- leicht im Gewicht
- 3 Spitzen-Abwerfer-Positionen – ideal für Links- und Rechtshänder

GLP Features

- Volumen Lock/Unlock Mechanismus
- einzigartiger 2D Identifizierungscode
- zurückverfolgbare Seriennummer
- farbcodierte Druckknöpfe

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0640
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4431
EAN	4058072223120
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	5000 µl
Volumen MIN	500 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	lila
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P5000L
Teilung	5 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D5000
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	30 µl
Messabweichung zufällig in %	0.16 %
Messabweichung zufällig in µl	8 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

