











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® L P10L Mikroliterpipette, Plastik-Abwerfer, Volumen 1-10 mL

327,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Mehr Produktivität mehr Komfort

- ergonomisches Design
- leicht im Gewicht
- 3 Spitzen-Abwerfer-Positionen ideal für Links- und Rechtshänder

GLP Features

- Volumen Lock/Unlock Mechanismus
- einzigartiger 2D Identifizierungscode
- zurückverfolgbare Seriennummer
- farbcodierte Druckknöpfe

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CF-0643
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4432
EAN	4058072223151
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	10000 μΙ
Volumen MIN	1000 μΙ
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	hellblau
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman L P10mlL
Teilung	10 μΙ
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D10ml
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	60 μΙ
Messabweichung zufällig in %	0.16 %
Messabweichung zufällig in µl	16 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

