



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Gilson PIPETMAN® Classic P20 Mikroliterpipette, Metall-Abwerfer, Volumen 2-20 µL

222,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Gilson PIPETMAN Classic ist eine variabel einstellbare Luftpolsterpipette. Die Pipettenmodelle sind robust und zeichnen sich durch Richtigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus.

- Die PIPETMAN P20, P100, P200, P1000, P5000 und P10ml Modelle sind für kleinvolumige Abgabe wässriger Flüssigkeiten von moderater Viskosität und Dichte (Molekularbiologie, Immunologie, etc.) geeignet.

Ein robustes Präzisionsgerät für den täglichen Gebrauch aus Edelstahl und dem chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CF-0810
Hersteller (Marke)	Gilson
alte neoLab ArtikelNr.	7-4632
EAN	4058072224752
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen MAX	20 µl
Volumen MIN	2 µl
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Pipetman P20
Teilung	0.02 µl
Bezeichnung Spitze (Gilson)	D200 DF200ST
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Gilson
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.2 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.06 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

