



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Acura® self-refill 865 Selbstfüllende Mikrodispensier-Pipette, Volumen 5-50 µl

424,32 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **Acura® self-refill Mikrodispensierpipette** der Marke Socorex ist für das Seriendosieren im Mikroliterbereich bestens geeignet. Ein Dreiweg-Ventil erlaubt kontinuierliches Dosieren. Sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren lange Lebensdauer und optimale Resistenz gegen aggressive Medien.

- Anwenderfreundliche, extrem sanfte Betätigung aller Funktionen
- Grosses Volumenanzeigefenster
- Vielseitige Flüssigkeitszufuhr aus Flasche, Schlauch oder Spritze
- Einfaches Kalibrationssystem (Socorex patentiert)
- Individuelle Seriennummer und Qualitätskontroll-Zertifikat
- Voll montiert bei 121° C autoklavierbar
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0001
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-0255
EAN	4058072365554
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	50 µl
Volumen MIN	5 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura self-refill 5 - 50 µl
Teilung	0.1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Socorex
Messabweichung systematisch in %	1.5 %
Messabweichung systematisch in µl	0.75 µl
Messabweichung zufällig in %	0.4 %
Messabweichung zufällig in µl	0.2 µl
Typ Pipette	Mikrodispenser Mikroliterpipetten

