



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Acura® self-refill 865 Selbstfüllende Mikrodispensier-Pipette, Volumen 20-200 µl

**388,96 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **Acura® self-refill Mikrodispensierpipette** der Marke Socorex ist für das Seriendosieren im Mikroliterbereich bestens geeignet. Ein Dreiweg-Ventil erlaubt kontinuierliches Dosieren. Sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren lange Lebensdauer und optimale Resistenz gegen aggressive Medien.

- Anwenderfreundliche, extrem sanfte Betätigung aller Funktionen
- Grosses Volumenanzeigefenster
- Vielseitige Flüssigkeitszufuhr aus Flasche, Schlauch oder Spritze
- Einfaches Kalibrationssystem (Socorex patentiert)
- Individuelle Seriennummer und Qualitätskontroll-Zertifikat
- Voll montiert bei 121° C autoklavierbar
- 3 Jahre Garantie

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0002
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-0256
EAN	4058072365561
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	200 µl
Volumen MIN	20 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Dispensierfunktion ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Socorex
Messabweichung systematisch in %	1.8 %
Messabweichung systematisch in µl	3.6 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.6 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Socorex Acura self-refill 20 - 200 µl
Teilung	0.2 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikrodispenser Mikroliterpipetten

