



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Socorex Acura® electro 936 Elektronische Makropipette, Starterpaket, Volumen 0,25-5 ml

**904,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



# Beschreibung

---

Die **Socorex Acura® electro Makropipetten 936** sind flexible elektronische Pipetten, die das Pipettieren flexibler und sicherer denn je machen.

**Die Acura® electro Initial Packs** beinhalten eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanleitung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen.

Die elektronischen Pipetten verfügen über eine intuitive Software, welche einen raschen Zugang zu den sechs Arbeitsfunktionen und den verschiedenen Volumenbereichen ermöglichen.

Zwei Jahre Garantie.

- Optimale Ergonomie, geringes Gewicht
- Leichtverständliche, logische Programmfolgen
- Grosses Display, reversibel Rechts- / Linkshand
- Rasch auswechselbarer Handgriff-Akku
- Schnelles Aufladen, lange Arbeitsautonomie
- Regulierbarer Abwurf für die gängigsten Spitzen
- Pipettierzyklus Zähler
- Auswechselbare Volumeneinheiten, einfacher Umbau durch den Anwender
- Auswechselbarer Schutzfilter
- Adapter für Pasteur Pipetten und Halmspitzen

## Zusätzliche Informationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                            | SR-0024  |
| Hersteller (Marke)                  | Socorex  |
| alte neoLab ArtikelNr.              | 7-7220   |
| EAN                                 | 4058072365752  |
| Transporttemperatur                 | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C            | Nein   |
| Volumen MAX                         | 5000 µl  |
| Volumen MIN                         | 250 µl   |
| steril                              | Nein   |
| Bedienung über                      | Drehknöpfe/Tasten  |
| Mikroliterpipetten Eigenschaften    | mit Zertifizierung mit Titrierfunktion mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform                             |
| Anzahl Kanäle                       | 1  |
| Energieversorgung                   | Akku   |
| Funktionsweise                      | elektrisch   |
| Hersteller                          | Socorex  |
| Lieferumfang                        | Eine elektronische Pipette, ein individuelles Kontrollzertifikat, eine Betriebsanleitung, eine Ladestation, Batterien mit Adapter und Kabel sowie Muster von Qualitips® Pipettenspitzen. |
| Messabweichung systematisch in %    | 0.5 %  |
| Messabweichung systematisch in µl   | 25 µl  |
| Messabweichung zufällig in %        | 0.15 %   |
| Messabweichung zufällig in µl       | 7.5 µl   |
| Modell Mikroliterpipette/ Dispenser | Socorex Acura electro XS 936   |
| Teilung                             | 0.05 ml  |
| Typ Mikroliterpipette (Bauweise)    | Luftpolsterpipette   |
| Typ Pipette                         | Mikroliterpipetten   |
| Typ Zertifikat                      | Konformitätserklärung (Normierung)   |

