



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Thermo Scientific FinnpiPETTE™ F2 Mikroliterpipette, Volumen 0,5–5 µl

**343,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Einkanalpipette, Typ Variabel

Die neue Finnpipette F2 vereint alle Eigenschaften, auf die es bei einer Pipette ankommt – leichte Bedienung, einfache Einstellung, vollständige Autoklavierbarkeit sowie außerordentliche Zuverlässigkeit.

- neuartiger Volumeneinstell-Mechanismus für höchste Genauigkeit, Präzision und Langlebigkeit
- leichtes Pipettieren für ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
- multifunktionaler Pipettierknopf verhindert unabsichtliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren
- sehr große Ergovisio-Anzeige – gut ablesbar zur einfacheren Volumeneinstellung
- vollständig autoklavierbar
- 5 Jahre Gewährleistung bei Registrierung im Internet

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0098
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	3-1451
EAN	4058072338237
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	pink
Volumen MAX	5 µl
Volumen MIN	0.5 µL
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Finnpipette F2 5µl micro
Teilung	0.005 µl
Bezeichnung Spitze (Thermo)	Flex 10 50-micro
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Luftpolsterpipette
Hersteller	Thermo Scientific
Messabweichung systematisch in %	2.5 %
Messabweichung systematisch in µl	0.12 µl
Messabweichung zufällig in %	1.5 %
Messabweichung zufällig in µl	0.075 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)

