



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Transferpipette® S, 1000–10000 µl, Variabel, D-10000, DE-M

Sonderangebot

185,57 €

Normalpreis

265,10 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf:

Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen. Der Volumenverstellschutz lässt sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehentliches Verstellen. Damit auch die Justage leicht von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so ohne Werkzeug erfolgen. Und damit Sie immer die passenden Pipettenspitzen bestellen, zeigt Ihnen die Kompatibilitätstabelle welche Spitzen zu welchem Gerät passen. Auf einen Blick- Volumenbereiche Einkanal-Pipette:

von 0,1 µl bis 10 ml- Volumenbereiche Mehrkanal-Pipette:

von 0,5 µl bis 300 µl- Kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte- Universeller Spitzenaufnahmekonus- Komplett autoklavierbar bei 121 °C- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder- Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellschutz- Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe bei Mehrkanalpipetten- Leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik- Schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen- Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C- Dampfdruck bis 500 mbar- Viskosität bis 260 mPa s

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2662
Artikel - USP	In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung Für alle Hände: ergonomisches Design Sicher: Volumenverstellung verhindert versehentliche Verstellung
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104975884
EAN	4058072217792
Bruttogewicht	0.3529
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.23780 kg
Volumen MAX	10000 µl
Volumen MIN	1000 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.12000 m
Verpackungshöhe	0.04800 m
Verpackungstiefe	0.28700 m
Verpackungsvolumen	1653.12000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	60 µl
Messabweichung zufällig in µl	20 µl
Youtube URL	https://youtu.be/YLhNM-Cj5JQ

