



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, o.Netzteil

388,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft. Fünf Funktionen:

Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) (von Gerät und Reagenz – andere Temperaturen auf Anfrage) Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1792
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	144975339
EAN	4058072210533
Bruttogewicht	0.6636
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.34140 kg
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.15800 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.35000 m
Verpackungsvolumen	3318.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Teilung	0.01 µl
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in µl	0.04 µl
Youtube URL	https://youtu.be/IIAwFPtVsas
Youtube URL 2	https://youtu.be/sFJgIssMnS4

