



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, o.Netzteil

**388,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte. Merkmale:

Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft. Fünf Funktionen:

Pipettieren, reverses Pipettieren, Mischen, Dispensieren und Gelelektrophorese-Modus. Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.

Einsatzgrenzen:

Das Gerät dient zum Pipettieren von Proben unter Beachtung folgender Grenzen:

Einsatztemperatur von +15 °C bis +40 °C (von 59 °F bis 104 °F) (von Gerät und Reagenz – andere Temperaturen auf Anfrage) Dampfdruck bis 500 mbar Viskosität:

260 mPa s

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1796
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	144975347
EAN	4058072210571
Bruttogewicht	0.6887
HSNummer	84798997
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.36790 kg
Volumen MAX	5000 µl
Volumen MIN	250 µl
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.35000 m
Verpackungsvolumen	3360.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84798997
Teilung	5 µl
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	30 µl
Messabweichung zufällig in µl	10 µl
Youtube URL	<a href="https://youtu.be/IIAwFPtVsas">https://youtu.be/IIAwFPtVsas</a>
Youtube URL 2	<a href="https://youtu.be/sFJgIssMnS4">https://youtu.be/sFJgIssMnS4</a>

