



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoPette® Mikroliterpipette 500–5000 µl

Sonderangebot

**95,00 €**

Normalpreis

**142,50 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Einkanalpipette, Typ Variabel

Die neue **neoPette** ist ein Präzisionsinstrument von hoher Qualität mit unverkennbarem Design, die einen Volumenbereich von 0,5 bis 10.000 µl abdeckt. Sie verfügt über eine stufenlose, digitale Volumen-Einstellung. Jedes Pipettenmodell ist mit seinem Maximalvolumen auf dem Handgriff (Clip) gekennzeichnet und somit leicht erkennbar.

Die neoPette trägt das Konformitätskennzeichen H entsprechend DIN EN ISO 8655-6.

Eine Nachkalibrierung direkt im Labor ist dank Easy Calibration leicht durchzuführen.

Alle Modelle haben einen Spitzenabwerfer. Komplett autoklavierbar bei 121°C.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2135
Hersteller (Marke)	neoPette
EAN	4066292552951
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	5000 µl
Volumen MIN	500 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	neoPette digital
Teilung	5 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	neoLab
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	30 µl
Messabweichung zufällig in %	0.2 %
Messabweichung zufällig in µl	10 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 8655-2:2009-07

