



neoPette® Mikroliterpipette 1-10 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Einkanalpipette, Typ Variabel

Die neue **neoPette** ist ein Präzisionsinstrument von hoher Qualität mit unverkennbarem Design, die einen Volumenbereich von 0,5 bis 10.000 µl abdeckt. Sie verfügt über eine stufenlose, digitale Volumen-Einstellung.

Jedes Pipettenmodell ist mit seinem Maximalvolumen auf dem Handgriff (Clip) gekennzeichnet und somit leicht erkennbar.

Die neoPette trägt das Konformitätskennzeichen H entsprechend DIN EN ISO 8655-6.

Eine Nachkalibrierung direkt im Labor ist dank Easy Calibration leicht durchzuführen.

Alle Modelle haben einen Spitzenabwerfer. Komplett autoklavierbar bei 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2136
Hersteller (Marke)	neoPette
EAN	4066292552968
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	10000 µl
Volumen MIN	1000 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	neoPette digital
Teilung	10 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	neoLab
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	60 µl
Messabweichung zufällig in %	0.2 %
Messabweichung zufällig in µl	20 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 8655-2:2009-07

