



neoPette® Mikroliterpipette, elektronisch, 0.5-10 µl

Artikelbilder



Beschreibung

Die Revolution im Liquid Handling.

Als elektronische Mikroliterpipette bietet die neue neoPette® e alles was man zum komfortablen Pipettieren benötigt. Sie können mit ihr pipettieren, dispensieren, verdünnen und mischen. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronischen Mikroliterpipetten hat die neoPette® e die Form einer manuellen Pipette und liegt entsprechend gut in der Hand. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Schlankes ergonomisches Design, geringes Gewicht trotz Akku. Die neoPette® e ist entsprechend der Norm DIN EN ISO 8655 kalibriert und eingestellt.

Im Lieferumfang enthalten sind neben der neoPette® e ein Ladeadapter sowie ein Ladeständer zur Befestigung am Regalboden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2140
Hersteller (Marke)	neoPette
EAN	4058072083236
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektronisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	neoPette digital
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	neoLab
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.5 %
Messabweichung zufällig in µl	0.05 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller

