



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## neoPette® Mikroliterpipette, elektronisch, 0.5-10 µl

**159,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

### **Die Revolution im Liquid Handling.**

Als elektronische Mikroliterpipette bietet die neue neoPette® e alles was man zum komfortablen Pipettieren benötigt. Sie können mit ihr pipettieren, dispensieren, verdünnen und mischen. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronischen Mikroliterpipetten hat die neoPette® e die Form einer manuellen Pipette und liegt entsprechend gut in der Hand. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Schlankes ergonomisches Design, geringes Gewicht trotz Akku. Die neoPette® e ist entsprechend der Norm DIN EN ISO 8655 kalibriert und eingestellt.

Im Lieferumfang enthalten sind neben der neoPette® e ein Ladeadapter sowie ein Ladeständer zur Befestigung am Regalboden.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2140
Hersteller (Marke)	neoPette
EAN	4058072083236
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektronisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	neoPette digital
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	neoLab
Messabweichung systematisch in %	1 %
Messabweichung systematisch in µl	0.1 µl
Messabweichung zufällig in %	0.5 %
Messabweichung zufällig in µl	0.05 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller

