



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoPette® Mikroliterpipette, elektronisch, 30–300 µl

159,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Revolution im Liquid Handling.

Als elektronische Mikroliterpipette bietet die neue neoPette® e alles was man zum komfortablen Pipettieren benötigt. Sie können mit ihr pipettieren, dispensieren, verdünnen und mischen. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronischen Mikroliterpipetten hat die neoPette® e die Form einer manuellen Pipette und liegt entsprechend gut in der Hand. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Schlankes ergonomisches Design, geringes Gewicht trotz Akku. Die neoPette® e ist entsprechend der Norm DIN EN ISO 8655 kalibriert und eingestellt.

Im Lieferumfang enthalten sind neben der neoPette® e ein Ladeadapter sowie ein Ladeständer zur Befestigung am Regalboden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-2142
Hersteller (Marke)	neoPette
EAN	4058072083250
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	30 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Ladestation inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	1
Energieversorgung	Akku
Funktionsweise	elektronisch
Hersteller	neoLab
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	1.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.2 %
Messabweichung zufällig in µl	0.6 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	neoPette digital
Teilung	2 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller

