



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Reference® 2, 8-Kanal, variabel, 0.5 – 10 µL, mittelgrau

**1.037,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Mikroliter-Multipipette Reference® 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

- Einfache und visuelle Volumenjustierung mit Volumenfixierung
- Volumenrange von 0,5 µl bis 300 µl
- Vollständig autoklavierbar
- Einknopfbedienung
- reproduzierbarer Sitz der Spitze auf dem Pipettenkonus

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1531
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0470
EAN	4058072416393
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	mittelgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	mittelgrau
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 0.5 - 10µl
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	2 %
Messabweichung systematisch in µl	0.2 µl
Messabweichung zufällig in %	1 %
Messabweichung zufällig in µl	0.1 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller

