



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 12-Kanal, variabel, 10 – 100 µL, gelb

1.135,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Mikroliter-Multipipette Reference® 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

- Einfache und visuelle Volumenjustierung mit Volumenfixierung
- Volumenrange von 0,5 µl bis 300 µl
- Vollständig autoklavierbar
- Einknopfbedienung
- reproduzierbarer Sitz der Spitze auf dem Pipettenkonus

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1534
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0474
EAN	4058072416423
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Volumen MAX	100 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 10 - 100µl
Teilung	0.1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	0.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.3 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller

