



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Reference® 2, 8-Kanal, variabel, 30 – 300 µL, orange

1.037,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Mikroliter-Multipipette Reference® 2 bietet eine außergewöhnliche Präzision. Mit ihrem ergonomischen Design, variabler Ausführung für Volumina und einer langen Lebensdauer ist sie ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Arbeiten in der Diagnostik, Forschung und Industrie.

- Einfache und visuelle Volumenjustierung mit Volumenfixierung
- Volumenrange von 0,5 µl bis 300 µl
- Vollständig autoklavierbar
- Einknopfbedienung
- reproduzierbarer Sitz der Spitze auf dem Pipettenkonus

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1535
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0472
EAN	4058072416430
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	orange
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	30 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit GLP-Funktionen mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	orange
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Reference 2 30 - 300µl
Teilung	0.2 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	1.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.9 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller

