



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus, 8-Kanal, variabel; 0,5–10 µl, mittelgrau

Sonderangebot

705,60 €

Normalpreis

882,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mehrkanalpipetten, Typ Variabel

bieten dieselben Eigenschaften wie die Research[®] plus Einkanalpipetten und zusätzlich:

- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0962
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0940
EAN	4058072170219
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	mittelgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	8
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	mittelgrau
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	2 %
Messabweichung systematisch in µl	0.2 µl
Messabweichung zufällig in %	1 %
Messabweichung zufällig in µl	0.1 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Research plus 8x10
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)

