



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Eppendorf Research® plus, 12-Kanal, variabel; 0,5–10 µl, mittelgrau

Sonderangebot

**772,00 €**

Normalpreis

**965,00 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mehrkanalpipetten, Typ Variabel

bieten dieselben Eigenschaften wie die Research<sup>®</sup> plus Einkanalpipetten und zusätzlich:

- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0963
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0943
EAN	4058072169985
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	mittelgrau
Volumen MAX	10 µl
Volumen MIN	0.5 µL
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	mittelgrau
Funktionsweise	mechanisch
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Research plus 12x10
Teilung	0.01 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	2 %
Messabweichung systematisch in µl	0.2 µl
Messabweichung zufällig in %	1 %
Messabweichung zufällig in µl	0.3 µl
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)

