



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus, 12-Kanal, variabel; 10-100 µl, gelb

Sonderangebot

772,00 €

Normalpreis

965,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mehrkanalpipetten, Typ Variabel

bieten dieselben Eigenschaften wie die Research[®] plus Einkanalpipetten und zusätzlich:

- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0965
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0944
EAN	4058072411107
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Volumen MAX	100 µl
Volumen MIN	10 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	12
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	gelb
Funktionsweise	mechanisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.8 %
Messabweichung systematisch in µl	0.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.3 %
Messabweichung zufällig in µl	0.3 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Research plus 12x100
Teilung	0.1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)

