



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Research® plus, 8-Kanal, variabel; 120-1200 µl, grün

Sonderangebot

705,60 €

Normalpreis

882,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Mehrkanalpipetten, Typ Variabel

bieten dieselben Eigenschaften wie die Research[®] plus Einkanalpipetten und zusätzlich:

- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2497
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0949
EAN	4058072425135
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	1200 µl
Volumen MIN	120 µl
steril	Nein
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Farbcode ergonomisch geformt
Anzahl Kanäle	8
Energieversorgung	ohne Energieversorgung
Farbcode	grün
Funktionsweise	mechanisch
Teilung	0.1 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Hersteller	Eppendorf
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)

