



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Xplorer 12-Kanalpipette, , 15-300 μ l

1.212,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mehrkanalpipette, Typ Variabel

Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer[®] setzt neue Standards in puncto Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit.

Sie ist speziell für hohe professionelle Anforderungen entwickelt worden.

Maßgeblich wird dies durch das neue intuitive Bedienkonzept und das ergonomische Design nach dem erfolgreichen Eppendorf PhysioCare Concept[®] erreicht. Diese Eigenschaften setzen neue Standards in puncto Einfachheit, Präzision und Reproduzierbarkeit. Keine Zeitverluste mehr durch komplizierte Programmierung oder starre Abläufe. Stattdessen exakt einstellbare Parameter, maximal reproduzierbare Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und stets die volle Kontrolle über die Abläufe der Pipette.

Die große und ergonomisch positionierte Multifunktions-Wippe mit ihrem „Up is up and down is down“[™] Prinzip garantiert eine gleichmäßige und reproduzierbare Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten, gleichzeitig dient sie zur Farbcodierung. Volumen und Geschwindigkeit können exakt und reproduzierbar eingestellt werden.

- Wahlrad: alle Funktionen auf einen Blick sichtbar und anwählbar
- Multilinguale Menüführung
- Aufgeräumtes Farbdisplay
- Jeder verstellbare Parameter ist auf dem Display sichtbar, keine Untermenüs
- Innovativer Abwerfer: Pipette fährt nach Spitzenabwurf automatisch in die Nullposition
- Schnellverschluss: Unterteil leicht abzunehmen und zu warten
- Verfederter Spitzenkonus: Optimale Dichtigkeit bei minimaler Aufsteckkraft
- Volumen & Geschwindigkeit können exakt und reproduzierbar eingestellt werden
- Anpassung auf individuelle Umgebung beispielsweise durch die Justage auf eine besondere Flüssigkeitsdichte oder eine andere geografische Höhe
- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- Entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität und Sicherheit
- Intuitives Bedienkonzept

Best.-Nr. VB-1118

12-Kanal

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1118
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1856
EAN	4058072412388
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	hellgrau
Volumen MAX	300 µl
Volumen MIN	15 µl
Mikroliterpipetten Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Netz-/Ladeadapter mit Farbcode mit Dispensierfunktion inklusive Batterien/Akku ergonomisch geformt IVD Konform
Anzahl Kanäle	12
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Energieversorgung	Akku Stromnetz
Farbcode	orange
Funktionsweise	elektronisch
Hersteller	Eppendorf
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	1.8 µl
Messabweichung zufällig in %	0.25 %
Messabweichung zufällig in µl	0.75 µl
Modell Mikroliterpipette/ Dispenser	Xplorer 12x300µl
Teilung	0.3 µl
Typ Mikroliterpipette (Bauweise)	Kolbenhubpipette Luftpolsterpipette
Typ Pipette	Mikroliterpipetten
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) IVD Richtlinie 98/79/EG

